

FICHE PRODUIT

Lit électrique multifonctions, Modèle DA-10

Référence : SOC-PK-1511

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques principales du lit électrique multifonctions, Modèle DA-10:

- Avec moteur T-motion de Taiwan
- Avec batterie
- Le cadre du lit est fait d'acier enduit d'époxy, il est stable et fiable ;
- Panneau de tête de lit en plastique avec technologie ABS de haute qualité et rails latéraux;
- Quatre roulettes de 125 mm de diamètre, avec système de verrouillage centralisé ;
- Six fonctions, qui peuvent être actionnées par moteur électrique, dont les détails sont les suivants : (1) Dossier : $0-75\pm5^\circ$ (2) Lifting des cuisses : $0-12\pm2^\circ$ (3) Haut - bas : 570~780 mm (4) Trendelenburg $15\pm1^\circ$ (5) Anti-trendelenburg $15\pm1^\circ$ (6) position du siège : $0-85^\circ$
- Emplacement pour tige à sérum à chacun des coins;
- Tension: 110V ~ 120V, 50Hz ~ 60Hz ou 220V ~ 230V, 50Hz ~ 60Hz.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-electrique-multifonctions/6641-lit-electrique-multifonctions-avec-moteur-t-motion-modele-da-10.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com