

FICHE PRODUIT

Lit électrique à deux fonctions, Modèle DA-11

Référence : SOC-PK-1512

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques principales du lit électrique à deux fonctions, Modèle DA-11:

- Avec moteur T-motion de Taiwan
- Avec batterie
- Rails latéraux pliables en alliage d'aluminium avec pince à design unique résistant fabriqué en aluminium et à l'acier au carbone, léger et fiable, facile à nettoyer ;
- La plateforme du lit est totalement formé de tôles d'acier laminé à froid, stable et fiable ;
- Le sommier soudé par profil d'acier est stable et fiable ;
- Deux fonctions, qui peuvent être actionnés par moteur électrique, dont les détails sont les suivants : (1) Dossier : $0-70\pm 2^\circ$ (2) Repose genou : $0-35\pm 2^\circ$
- Interrupteur de sécurité pour les têtes de lit et emplacement pour tige à sérum à chacun des coins.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-electrique-multifonctions/6642-lit-electrique-a-deux-fonctions-modele-da-11.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com