

FICHE PRODUIT



Lit manuel à trois fonctions avec panneaux en ABS, Modèle A-1

Référence : SOC-PK-1513

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques principales du lit manuel à trois fonctions avec panneaux en ABS, Modèle A-1

- Le cadre du lit est fait d'acier enduit d'époxy, la plateforme du lit est taillée une fois pour toute par une plaque d'acier laminée à froid, il est stable et fiable ;
- Panneaux de tête de lit démontables en plastique avec technologie ABS de haute qualité et rails latéraux pliables en plastique avec technologie ABS;
- Quatre roulettes de 125 mm de diamètre, avec système de verrouillage centralisé ;
- Trois fonctions, qui peuvent être actionnés par des manivelles, dont les détails sont les suivants : (1) Dossier : $0-80\pm 2^\circ$ (2) Repose genou : $0-35\pm 2^\circ$ (3) Haut - bas : 530~810 mm
- Emplacement pour tige à sérum à chacun des coins

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-mecanique-avec-tendelembour-et-anti-trendelembourg/6643-lit-manuel-a-trois-fonctions-avec-panneaux-en-abs-modele-a-1.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com