

FICHE PRODUIT



Lit d'hospitalisation manuel à trois fonctions, Modèle A-6-1

Référence : SOC-PK-1516

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques principales du lit d'hospitalisation manuel à trois fonctions, Modèle A-6-1

- Le cadre du lit est enduit d'époxy, avec rails latéraux pliables en alliage d'aluminium, et panneaux en plastiques démontables avec technologie ABS ;
- Trois fonctions, qui peuvent être actionnées par des manivelles, dont les détails sont les suivants : (1) Dossier : $0-80\pm 2^\circ$ (2) Repose genou : $0-35\pm 2^\circ$ (3) Haut - bas : 530~720 mm
- Bande de protection sur les cotés latéraux du lit et antichocs aux quatre coins, emplacement pour tige à sérum à chacun des coins ;
- Quatre roulettes individuelles de 125 mm de diamètre, avec freins;

*Dimensions : 2140 mm (L) x 940 mm (l) x 400/660 mm (H)

*Taille de l'emballage : 2070 x 970 x 405 mm (carton)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-simple/6647-lit-electrique-a-trois-fonctions-modele-da-6-1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com