

FICHE PRODUIT

Lit d'hospitalisation mécanique à trois fonctions, Modèle A-10

Référence : SOC-PK-1517

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques principales du Lit d'hospitalisation mécanique à trois fonctions, Modèle A-10

- Le cadre du lit est enduit d'époxy, panneaux de tête/pied de lit en plastique avec technologie ABS de haute qualité et rails latéraux;
- Trois fonctions, qui peuvent être actionnés par des manivelles, dont les détails sont les suivants : (1) Dossier : $0-80\pm 2^\circ$ (2) Repose genou : $0-35\pm 2^\circ$ (3) Haut - bas : 530~720 mm
- Antichocs aux quatre coins, emplacement pour tige à sérum à chacun des coins ;
- Quatre roulettes de 125 mm de diamètre, avec système de verrouillage centralisé.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-mecanique-avec-tendelembour-et-anti-trendelembourg/6648-lit-electrique-a-trois-fonctions-modele-a-10.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com