

FICHE PRODUIT



Lit manuel à cinq fonctions avec panneaux en ABS, Modèle S-3

Référence : SOC-PK-1518

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques principales du Lit manuel à cinq fonctions avec panneaux en ABS, Modèle S-3

- Le cadre du lit est enduit d'époxy, avec rails latéraux pliables en alliage d'aluminium, et panneaux en plastiques démontables avec technologie ABS ;
- Cinq fonctions, qui peuvent être actionnés par des manivelles et un dispositif de mécanisme, dont les détails sont les suivants : (1) Dossier : $0-80\pm 2^\circ$ (2) Repose genou : $0-35\pm 2^\circ$ (3) Haut - bas : $420\sim 720$ mm (4) trendelenburg $20\pm 2^\circ$ (5) Anti-trendelenburg $20\pm 2^\circ$
- Dispositif de protection aux quatre coins du lit, avec emplacements pour tige à sérum ;
- Quatre roulettes individuelles de 125 mm de diamètre, avec freins;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-mecanique-avec-tendelembour-et-anti-trendelembourg/6649-lit-manuel-a-cinq-fonctions-avec-panneaux-en-abs-modele-s-3.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com