

FICHE PRODUIT



Lit hydraulique à quatre fonctions, Modèle S-4

Référence : SOC-PK-1519

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques principales du Lit hydraulique à quatre fonctions, Modèle S-4

- Avec pompe hydraulique chinoise
- Le cadre du lit est enduit d'époxy, avec plateforme du lit avec fil de fer croisé ;
- Rails latéraux pliables en alliage d'aluminium, tube plat des panneaux de tête/pied de lit détachable (armature en acier avec planche de bois) ;
- Quatre fonctions dont les détails sont les suivants :

(1) Dossier : 80°, qui est commandé par un ressort à gaz

(2) Hauteur ajustable : de 520 mm à 810 mm, qui fonctionne à partir d'une pompe hydraulique

(3) Trendelenburg, 11°, qui est contrôlé par système mécanique d'engrenage;

(4) Anti-Trendelenburg , 11° , qui est contrôlé par système mécanique d'engrenage;

- Dispositif de protection aux quatre coins du lit, avec emplacements pour tige à sérum;
- Quatre roulettes de 125 mm de diamètre, avec système de verrouillage centralisé.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-mecanique-avec-tendelembour-et-anti-trendelembourg/6650-lit-hydraulique-a-quatre-fonctions-modele-s-4.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com