

FICHE PRODUIT



Lit électrique à deux fonctions, Modèle DB-1

Référence : SOC-PK-1520

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques principales du Lit électrique à deux fonctions, Modèle DB-1

- Avec moteur T-motion de Taiwan
- Avec batterie
- Avec matelas en éponge de 8cm
- Le cadre du lit est enduit d'époxy, Rails latéraux pliables en alliage d'aluminium, et panneaux de lit détachables en bois ;
- Deux fonctions, qui peut être contrôlé par un moteur électrique, les détails sont les suivants :
(1) Dossier : $0-70^{\circ} \pm 2^{\circ}$

(2) Repose genou : $0-35^{\circ} \pm 2^{\circ}$

- Bande de protection sur les cotés du lit, emplacement pour tige à sérum à chacun des coins;
- Quatre roulettes individuelles de 125 mm de diamètre, avec freins.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-electrique-multifonctions/6655-lit-electrique-a-deux-fonctions-modele-db-1.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com