

FICHE PRODUIT

Chariot d'anesthésie, Modèle JDEMZ294-C

Référence : SOC-JDEMZ294C

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du chariot d'anesthésie, Modèle JDEMZ294-C :

Ce modèle de chariot définit une nouvelle norme d'organisation et de fonctionnement avec un modèle d'accessoires spécialisés pour l'industrie des soins de santé. Ce chariot d'urgences offre une mobilité stable et accrue, plus de confort et des accessoires variables. En tant que produit innovant, sa conception est basée sur une recherche professionnelle de vente, sur les commentaires des clients et sur les exigences en soins de santé. Pour le confort des patients et des infirmiers, le corps du chariot est de couleurs vives, ce qui le rend plus agréable dans les hôpitaux et cliniques.

Spécificités du chariot d'anesthésie, Modèle JDEMZ294-C :**Matériaux :**

- Surface : Installation sur table moulé en ABS avec plateau en acier inoxydable de type #304, résistant à l'abrasion et à la corrosion. La surface est constituée des barrières en acier inoxydable sur trois des cotés pour empêcher les matériaux de tomber.
- Pilier : pilier en alliage d'aluminium avec revêtement de PVDF.
- Panneaux : Les panneaux latérale et arrière sont en composite d'aluminium de haute qualité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Tiroirs : Tous les tiroirs sont de conception démontable, facile à nettoyer et à remplacer.
Tiroir moulé en alliage d'aluminium / Tiroir soudé en plaque d'aluminium.
- Poignée de tiroir moulé en ABS

Espaces : Boîte de médicament et diviseur ABS pour un stockage simple et pratique. (Pour le tiroir moulé en alliage d'aluminium, la hauteur minimale est de 110mm, d'autres types de tiroirs peuvent être plus bas).

Roulettes : Roulette avec freins fonctionnant sans bruit, dont le diamètre est de 100mm

Pare-choc rond : Situer en dessous du chariot.

Capacités de chargement : capacité du tiroir : 50kg, charge globale : 200kg

Dimensions : L750 x L475 x H970

Taille après emballages : L800 x L690 x H1150

Poids brute (kg) : 60

Accessoires standard :

- Table d'extension ;
- Bac à déchets ;
- Diviseur PC transparent ;
- Matière anti-dérapant ;
- Roulettes avec freins ;
- Tiroirs avec fermeture à glissière ;
- Fermeture centralisée.

Accessoires en option :

- Boîte à aiguille, Panier métallique en acier inoxydable de type #304 ;
- Etagère de défibrillateur ;
- Potence pour intraveineuse en acier inoxydable de type #304 ;
- Carte pour RCP (réanimation cardio-pulmonaire) ;
- Support d'alimentation externe avec prise électrique ;
- Support de réservoir à oxygène ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Contenant à fichiers CT ;
- Gobelet pour médicament en ABS, Boîte médical en ABS ;
- Etagère à ventouses ;
- Porte-dossier en ABS ;
- Poignée de poussée ;
- Surface transparente ;
- Roulettes directionnelles ;
- Support pour désinfectant.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-pour-anesthesie/6662-chariot-d-anesthesie-modele-jdemz294-c.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com