

FICHE PRODUIT

Lit manuel mobile pour soins à domicile, relevé/semi relevé, Modèle B-1

Référence : SOC-PK-1523

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques principales du Lit manuel mobile pour soins à domicile, relevé/semi relevé, Modèle B-1

- Le cadre du lit est enduit d'époxy, Rails latéraux pliables en alliage d'aluminium, et panneaux de lit détachables en bois ;
- Deux fonctions, qui peuvent être contrôlé par une manivelle, les détails sont les suivants :
(1) Dossier : $0-70^{\circ} \pm 2^{\circ}$

(2) Repose genou : $0-35^{\circ} \pm 2^{\circ}$

- Panneaux de lit en bois démontables sur les cotés du lit, emplacement pour tige à sérum à chacun des coins;
- Quatre roulettes de 125 mm de diamètre, qui possèdent un système de verrouillage centralisé.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-mecanique-avec-tendelembour-et-anti-trendelembour/6666-lit-manuel-mobile-pour-soins-a-domicile-releve-semi-releve-modele-b-1.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com