

FICHE PRODUIT



Lit mobile relevé/semi relevé avec panneaux de tête/pied de lit en ABS (verrouillage centralisé), Modèle B-6-1 (type B)

Référence : SOC-PK-1529

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques principales du Lit mobile relevé/semi relevé avec panneaux de tête/pied de lit en ABS (verrouillage centralisé), Modèle B-6-1 (type B)

- Le cadre du lit est enduit d'époxy, avec des panneaux et des rails latéraux démontables en plastiques avec technologie ABS.
- Deux fonctions, qui peuvent être contrôlé par une manivelle, les détails sont les suivants : (1) Dossier : $0-70^{\circ} \pm 2^{\circ}$, (2) Repose genou : $0-35^{\circ} \pm 2^{\circ}$.
- Avec emplacement pour tige à sérum à chacun des coins.
- Quatre roulettes de 125 mm de diamètre, avec système de verrouillage centralisé.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-mecanique-avec-tendelembour-et-anti-trendelembour/q/6672-lit-mobile-releve-semi-releve-avec-panneaux-de-tete-pied-de-lit-en-abs-verrouillage-centralise-modele-b-6-1-type-b.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com