

FICHE PRODUIT

Uriswab COPAN

Référence : COP-URISWAB

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

L'Uriswab COPAN permet de transporter l'urine sous forme non liquide et supprime ainsi les inconvénients liés aux risques de fuite. Système relevant d'une technologie de pointe pour le prélèvement, le transport et la conservation de l'urine. De plus l'Uriswab ne nécessite pas d'accessoires tels que: aiguille et porte-tube, pipette de transfert. Autres Caractéristiques: * possède une éponge en mousse super hydrophile. * Absorption rapide de 2 ml d'urine en 2 secondes. * L'éponge en mousse contient des conservateurs (acide borique et sodium formate) qui réagissent de façon homogène avec l'échantillon. * Le rapport stœchiométrique urine-conservateur est constant (pas de ligne de remplissage). * Le prélèvement reste intact jusqu'au laboratoire. * L'éponge et le fond du tube sont visibles par la fenêtre de l'étiquette. * Fermeture par cape à vis. * Tube en polyéthylène à paroi flexible, fond conique à jupe éponge avec conservateur. * Le conservateur est lié chimiquement dans l'éponge et devient actif au contact de l'urine. * Conditionnement: 500 pièces. * Conditionnement minimum de vente: 100 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-les-prelevements-urinaires/668-uriswab-copan.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com