

FICHE PRODUIT

Lit mobile relevé/semi relevé avec panneaux de tête/pied de lit en ABS

Référence : SOC-PK-1534

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Lit d'hospitalisation à verrouillage centralisé, Modèle B-10

Lit mobile relevé/semi relevé avec panneaux de tête/pied de lit en ABS (verrouillage centralisé), Modèle B-10.

Configurations standard:

1. Ces rails: Les 2 rails latéraux pliants en alliage d'aluminium fournissent au patient une protection contre les chutes.
2. Plate-forme de matelas amovible: La plate-forme de matelas est facilement amovible et facile à stériliser.
3. Verrous des panneaux H / F: les verrous des panneaux empêchent le retrait accidentel des panneaux de lit lors de la direction ou de la remise du lit
4. Pare-chocs de protection en coin
5. Perche de levage et trous du support de perfusion
6. Supports de matelas
7. Crochets de drainage

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

8. Quatre roulettes de 125 mm de diamètre avec système de verrouillage central

Données techniques :

- Dimensions : 2140 mm (L) x 940 mm (l) x 500 mm (H)
- Taille de l'emballage : 2090 x 980 x 600 mm (carton)
- Poids: Approx. 85 kg

Caractéristiques principales du Lit mobile relevé/semi relevé avec panneaux de tête/pied de lit en ABS (verrouillage centralisé), Modèle B-10 :

- Le cadre du lit est enduit d'époxy, avec des panneaux démontables en plastiques avec technologie ABS et des rails latéraux pliables en alliage d'aluminium.
- Deux fonctions, qui peuvent être contrôlé par une manivelle, les détails sont les suivants : (1) Dossier : $0-70^{\circ} \pm 2^{\circ}$; (2) Repose genou : $0-35^{\circ} \pm 2^{\circ}$.
- Antichocs au quatre coins, avec emplacement pour tige à sérum.
- Quatre roulettes de 125 mm de diamètre, avec système de verrouillage centralisé.
- Dimensions externes (barrières latérales vers le haut) : L2180 x W1025 mm ± 10 mm
- Plateau de matelas : L1960 x W900mm ± 10 mm
- Hauteur du lit : H500mm ± 10 mm
- Angle maximal du dossier : $\geq 70^{\circ}$
- Repose-cuisses maximum : $\geq 25^{\circ}$
- Hauteur des barrières latérales (au-dessus de la plate-forme du matelas) : 380mm ± 10 mm
- Charge de travail sûre : 200kgs

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-simple/6680-lit-mobile-releve-semi-releve-avec-panneaux-de-tete-pied-de-lit-en-abs-verrouillage-centralise-modele-b-10.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com