

**FICHE PRODUIT**



## Chariot pour médicaments, Modèle JDEFY234-B

Référence : SOC-JDEFY234B

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

### Description du chariot pour médicaments, Modèle JDEFY234-B :

En tant que produit innovant, sa conception est basée sur une recherche professionnelle de vente, sur les commentaires des clients et sur les exigences en soins de santé. Pour le confort des patients et des infirmiers, le corps du chariot est de couleurs vives, ce qui le rend plus agréable dans les hôpitaux et cliniques.

### Caractéristiques du chariot pour médicaments, Modèle JDEFY234-B :

#### Matériaux :

- Surface : Installation sur table moulé en ABS avec plateau en acier inoxydable de type #304, résistant à l'abrasion et à la corrosion. La surface est constituée des barrières en acier inoxydable sur trois des cotés pour empêcher les matériaux de tomber.
- Pilier : pilier en alliage d'aluminium avec revêtement de PVDF.
- Panneaux : Les panneaux latérale et arrière sont en composite d'aluminium de haute qualité.
- Tiroirs : Tous les tiroirs sont de conception démontable, facile à nettoyer et à remplacer.
- Tiroir moulé en alliage d'aluminium / Tiroir soudé en plaque d'aluminium.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Poignée de tiroir moulé en ABS

**Espaces :** Boîte de médicament et diviseur ABS pour un stockage simple et pratique. (Pour le tiroir moulé en alliage d'aluminium, la hauteur minimale est de 110mm, d'autres types de tiroirs peuvent être plus bas).

**Roulettes :** Roulette avec freins fonctionnant sans bruit, dont le diamètre est de 100mm

**Pare-choc rond :** Situer en dessous du chariot.

**Capacités de chargement :** capacité du tiroir : 50kg, charge globale : 200kg

**Dimension :** L650 x L475 x H900

**Taille après emballages :** L700 x L540 x H1080

**Poids brute (kg) :** 45

**Accessoires standard :**

- Table d'extension ;
- Bac à déchets ;
- Diviseur PC transparent ;
- Matière anti-dérapant ;
- Roulettes avec freins ;
- Tiroirs avec fermeture à glissière ;
- Panier métallique en acier inoxydable de type #304.

**Accessoires en option :**

- Boîte à aiguille ;
- Etagère de défibrillateur ;
- Potence pour intraveineuse en acier inoxydable de type #304 ;
- Carte pour RCP (réanimation cardio-pulmonaire) ;
- Support d'alimentation externe avec prise électrique ;
- Support de réservoir à oxygène ;
- Contenant à fichiers CT ;
- Gobelet et boîte pour médicaments en ABS ;

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Etagère à ventouses ;
- Porte-dossier en ABS ;
- Poignée de poussée ;
- Surface transparente ;
- Roulettes directionnelles ;
- Support pour désinfectant.

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-medicaments/6682-chariot-pour-medicaments-modele-jdefy234-b.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)