

FICHE PRODUIT

Lit mobile relevé/semi relevé avec panneaux de tête/pied de lit en ABS, Modèle B-10-1

Référence : SOC-PK-1535

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques principales du Lit mobile relevé/semi relevé avec panneaux de tête/pied de lit en ABS, Modèle B-10-1

- Le cadre du lit est enduit d'époxy, tubes plats des panneaux démontables et rails latéraux pliables en acier inoxydable,
- Deux fonctions, qui peuvent être contrôlé par une manivelle, les détails sont les suivants : (1) Dossier : $0-70^{\circ} \pm 2^{\circ}$, (2) Repose genou : $0-40^{\circ} \pm 2^{\circ}$.
- Antichocs au quatre coins, avec emplacement pour tige à sérum.
- Quatre roulettes de 125 mm de diamètre, avec système de verrouillage centralisé.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-simple/6684-lit-mobile-releve-semi-releve-avec-panneaux-de-tete-pied-de-lit-en-abs-modele-b-10-1.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com