

FICHE PRODUIT

Chariot pour médicaments, Modèle JDEFY294-D

Référence : SOC-JDEFY294D

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du chariot pour médicaments, Modèle JDEFY294-D :

Ce modèle de chariot définit une nouvelle norme d'organisation et de fonctionnement avec un modèle d'accessoires spécialisés pour l'industrie des soins de santé. Ce chariot d'urgences offre une mobilité stable et accrue, plus de confort et des accessoires variables.

Spécificités du chariot pour médicaments, Modèle JDEFY294-D :**Matériaux :**

- Surface : Installation sur table moulé en ABS avec plateau en acier inoxydable de type #304, résistant à l'abrasion et à la corrosion. La surface est constituée des barrières en acier inoxydable sur trois des cotés pour empêcher les matériaux de tomber.
- Pilier : pilier en alliage d'aluminium avec revêtement de PVDF.
- Panneaux : Les panneaux latérale et arrière sont en composite d'aluminium de haute qualité.
- Tiroirs : Tous les tiroirs sont de conception démontable, facile à nettoyer et à remplacer.
- Tiroir moulé en alliage d'aluminium / Tiroir soudé en plaque d'aluminium.
- Poignée de tiroir moulé en ABS

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Espaces : Boîte de médicament et diviseur ABS pour un stockage simple et pratique. (Pour le tiroir moulé en alliage d'aluminium, la hauteur minimale est de 110mm, d'autres types de tiroirs peuvent être plus bas).

Roulettes : Roulette avec freins fonctionnant sans bruit, dont le diamètre est de 100mm

Pare-choc rond : Situer en dessous du chariot.

Capacités de chargement : capacité du tiroir : 50kg, charge globale : 200kg

Dimension : L750 x L475 x H900

Taille après emballages : L800 x L540 x H1080

Poids brute (kg) : 50

Accessoires standard :

- Table d'extension ;
- Bac à déchets ;
- Diviseur PC transparent ;
- Matière anti-dérapant ;
- Roulettes avec freins ;
- Tiroirs avec fermeture à glissière ;
- Panier métallique en acier inoxydable de type #304.

Accessoires en option :

- Boîte à aiguille ;
- Etagère de défibrillateur ;
- Potence pour intraveineuse en acier inoxydable de type #304 ;
- Carte pour RCP (réanimation cardio-pulmonaire) ;
- Support d'alimentation externe avec prise électrique ;
- Support de réservoir à oxygène ;
- Contenant à fichiers CT ;
- Gobelet et boîte pour médicaments en ABS ;
- Etagère à ventouses ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Porte-dossier en ABS ;
- Poignée de poussée ;
- Surface transparente ;
- Roulettes directionnelles ;
- Support pour désinfectant.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-medicaments/6688-chariot-pour-medicaments-modele-jdefy294-d.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com