

FICHE PRODUIT

Lit d'hôpital mobile avec panneaux de tête de lit en ABS

Référence : SOC-PK-1536

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques principales du Lit mobile relevé/semi relevé avec panneaux de tête/pied de lit en ABS, Modèle B-11-1

- Le cadre du lit est enduit d'époxy, avec rails latéraux pliables en alliage d'aluminium et panneaux de tête de lit démontables en plastique avec technologie ABS,
- Deux fonctions, qui peuvent être contrôlé par une manivelle, les détails sont les suivants : (1) Dossier : $0-70^{\circ} \pm 2^{\circ}$, (2) Repose genou : $0-35^{\circ} \pm 2^{\circ}$
- Bande de protection sur les côtés du lit et antichocs aux quatre coins, avec emplacement pour tige à sérum;
- Quatre roulettes de 125 mm de diamètre, avec freins individuels.
- Article escamotable et de ce fait non encombrant, permettant de réaliser des économies en transport par fret
- Dimensions : 2140 mm (L) x 940 mm (l) x 500 mm (H)
- Taille de l'emballage :
- Cadre du lit : 2070 x 950 x 370 mm (2 pièces par carton)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Panneaux de tête : 960 x 560 x 190 mm (1 ensemble par carton)

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-simple/6689-lit-mobile-releve-semi-releve-avec-panneaux-de-tete-pied-de-lit-en-abs-modele-b-11-1.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com