

FICHE PRODUIT

Flacons avec acide borique plastiques GOSSELIN - 35 x 70 mm, Capacité 60ml

Référence : PLG-FP60ACBO

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Flacons en polystyrène recommandés pour les recueils d'urine réalisés à l'extérieur du laboratoire.
L'acide borique, utilisé comme conservateur, empêche la prolifération microbienne.

- Capacité volumique: 60 ml;
- Volume utile: 30 ml.
- Flacons étiquetés, non stériles,
- Cape rouge.
- Dimensions (Ø x Hauteur): 35 x 70 mm.

* Conditionnement minimum de vente: carton de 600 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-pour-recueil-des-urines/669-flacon-avec-acide-borique-plastiques-gosselin-35-x-70-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com