

FICHE PRODUIT

Lit mobile relevé/semi relevé avec panneaux de tête de lit en ABS, Modèle B-12

Référence : SOC-PK-1537

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques principales du Lit mobile relevé/semi relevé avec panneaux de tête de lit en ABS, Modèle B-12

- Le cadre du lit est enduit d'époxy, avec rails latéraux pliables en alliage d'aluminium et panneaux de tête de lit démontables en plastique avec technologie ABS,
- Deux fonctions, qui peuvent être contrôlé par une manivelle, les détails sont les suivants : (1) Dossier : $0-70^{\circ} \pm 2^{\circ}$, (2) Repose genou : $0-35^{\circ} \pm 2^{\circ}$
- Dispositif de protection aux quatre coins, avec emplacements pour tige à sérum.
- Quatre roulettes de 125 mm de diamètre, avec freins individuels.
- Accessoires : table à manger pliable.
- Article escamotable et de ce fait non encombrant, permettant de réaliser des économies en transport par fret.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-mecanique-avec-tendelembour-et-anti-trendelembourg/6690-lit-mobile-releve-semi-releve-avec-panneaux-de-tete-de-lit-en-abs-modele-b-12.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com