

FICHE PRODUIT

Nettoyant pour flacons à urine

Référence : SOC-CFLK

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Nettoyant pH 11,7. Elimine totalement toute odeur et nettoie parfaitement les flacons à urine en polyéthylène ou polypropylène.

- Parfaite biodégradabilité.
- Pas d'incidence sur les analyses.
- Livré avec mode d'emploi.
- Disponible en flacon plastique 500 ml.

Conditionnement: par cartons de 4 flacons.

Conditionnement minimum de vente: Carton de 4 flacons.

Conformité et garantie


Marquage CE**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-les-prelevements-urinaires/671-nettoyant-pour-flacons-a-urine.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com