

FICHE PRODUIT



Chariot pour dossiers patients, Modèle JDEBL234C

Référence : SOC-JDEBL234C

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du chariot pour dossiers patients, Modèle JDEBL234C :

Ce modèle de chariot définit une nouvelle norme d'organisation et de fonctionnement avec un modèle d'accessoires spécialisés pour l'industrie des soins de santé. Ce chariot d'urgences offre une mobilité stable et accrue, plus de confort et des accessoires variables. En tant que produit innovant, sa conception est basée sur une recherche professionnelle de vente, sur les commentaires des clients et sur les exigences en soins de santé. Pour le confort des patients et des infirmiers, le corps du chariot est de couleurs vives, ce qui le rend plus agréable dans les hôpitaux et cliniques.

Spécificités du chariot pour dossiers patient, Modèle JDEBL234C :

Matériaux :

- Surface : Installation sur table moulé en ABS avec plateau en acier inoxydable de type #304, résistant à l'abrasion et à la corrosion. La surface est constituée des barrières en acier inoxydable sur trois des cotés pour empêcher les matériaux de tomber.
- Pilier : pilier en alliage d'aluminium avec revêtement de PVDF.
- Panneaux : Les panneaux latérale et arrière sont en composite d'aluminium de haute qualité.
- Tiroirs : Tous les tiroirs sont de conception démontable, facile à nettoyer et à remplacer.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Tiroir moulé en alliage d'aluminium / Tiroir soudé en plaque d'aluminium.
- Poignée de tiroir moulé en ABS

Espaces : Boîte de médicament et diviseur ABS pour un stockage simple et pratique. (Pour le tiroir moulé en alliage d'aluminium, la hauteur minimale est de 110mm, d'autres types de tiroirs peuvent être plus bas).

Roulettes : Roulette avec freins fonctionnant sans bruit, dont le diamètre est de 100mm

Pare-choc rond : Situer en dessous du chariot.

Capacités de chargement : capacité du tiroir : 50kg, charge globale : 200kg

Dimensions : L650 x L475 x H1010

Taille après emballages : L700 x L540 x H1190

Poids brute (kg) : 38

Accessoires :

- Matière anti-dérapant ;
- Roulettes avec freins ;
- Tiroirs avec fermeture à glissière ;
- Contenant à fichiers CT.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-dossier-patient/6714-chariot-pour-dossiers-patients-modele-jdebl234c.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com