

FICHE PRODUIT



Lit d'hospitalisation avec panneaux de tête de lit en ABS, Modèle B-18-1

Référence : SOC-PK-1542

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques principales du Lit mobile relevé/semi relevé avec panneaux de tête de lit en ABS, Modèle B-18-1

- Le cadre du lit est enduit d'époxy, avec rails latéraux pliables en alliage d'aluminium panneaux de tête de lit démontables en plastique avec technologie ABS,
- Deux fonctions, qui peuvent être contrôlé par une manivelle, les détails sont les suivants : (1) Dossier : $0-70^{\circ} \pm 2^{\circ}$, (2) Repose genou : $0-35^{\circ} \pm 2^{\circ}$
- Antichocs aux quatre coins, avec emplacements pour tige à sérum;
- Article escamotable et de ce fait non encombrant, permettant de réaliser des économies en transport par fret.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-simple/6716-lit-mobile-releve-semi-releve-avec-panneaux-de-tete-de-lit-en-abs-modele-b-18-1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com