


FICHE PRODUIT



Crayons pour toute surface lisse, blanc

Référence : SOC-CRAYON02

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Crayons pour toute surface lisse, blanc;

- Crayon à grosse mine;
- Résistant;
- Pour toute surface lisse: métal, verre, plastique;
- Condition minimum de vente: 1.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/marquage-des-lames-de-microscopie/672-crayons-pour-toutes-surfaces-lisses-blanc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com