

FICHE PRODUIT



Lit relevé/semi relevé avec panneaux de tête de lit en ABS, Modèle B-24-1

Référence : SOC-PK-1545

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques principales du Lit relevé/semi relevé avec panneaux de tête de lit en ABS, Modèle B-24-1

- Le cadre du lit est enduit d'époxy, avec panneaux de tête de lit démontables en plastique avec technologie ABS et rails latéraux pliables en alliage d'aluminium.
- Une fonction, qui peut être contrôlé par une manivelle, les détails sont les suivants : (1) Dossier : $0-70^{\circ} \pm 2^{\circ}$.
- Antichocs aux quatre coins, avec emplacements pour tige à sérum.
- Caoutchouc anti-bruit à la base des pieds de lit.
- Article escamotable et de ce fait non encombrant, permettant de réaliser des économies en transport par fret.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-simple/6720-lit-releve-semi-releve-avec-panneaux-de-tete-de-lit-en-abs-modele-b-24-1.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com