

FICHE PRODUIT



Lit mobile relevé/semi relevé avec panneaux de tête de lit en acier inoxydable, Modèle B-28

Référence : SOC-PK-1546

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques principales du Lit mobile relevé/semi relevé avec panneaux de tête de lit en acier inoxydable, Modèle B-28

- Le cadre du lit est enduit d'époxy, avec panneaux de tête de lit démontables en acier inoxydable,
- Deux fonctions, qui peuvent être contrôlé par une manivelle, les détails sont les suivants : (1) Dossier : $0-70^{\circ} \pm 2^{\circ}$ (2) Repose jambes : $0-35^{\circ} \pm 2^{\circ}$,
- Roulettes de 125 mm de diamètre avec freins,
- Article escamotable et de ce fait non encombrant, permettant de réaliser des économies en transport par fret.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-simple/6721-lit-mobile-releve-semi-releve-avec-panneaux-de-tete-de-lit-en-acier-inoxydable-modele-b-28.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com