

FICHE PRODUIT



Lit semi-relevé avec revêtement en époxy, Modèle B-31

Référence : SOC-PK-1548

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques principales du Lit semi-relevé avec revêtement en époxy, Modèle B-31

- Le cadre du lit est enduit d'époxy, avec panneaux de tête de lit démontables en acier inoxydable.
- une fonction, qui peuvent être contrôlé par une manivelle, les détails sont les suivants : (1) Dossier : $0-70^{\circ} \pm 2^{\circ}$.
- Caoutchouc anti-bruit à la base des pieds de lit.
- Article escamotable et de ce fait non encombrant, permettant de réaliser des économies en transport par fret.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-simple/6723-lit-semi-releve-avec-revetement-en-epoxy-modele-b-31.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com