

FICHE PRODUIT



Lit orthopédique multifonctions en acier inoxydable, Modèle C-4

Référence : SOC-PK-1550

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques principales du Lit orthopédique multifonctions en acier inoxydable, Modèle C-4

- Le cadre du lit en acier inoxydable
- Cinq fonctions, qui peuvent être contrôlé par une manivelle, les détails sont les suivants : (1) Dossier : $0-70^{\circ} \pm 2^{\circ}$ (2) Repose jambes : $0-35^{\circ} \pm 2^{\circ}$, (3) la section des jambes est divisée en deux parties, ce qui est plus pratique pour le patient, (4) Trendelenburg : $10 \pm 2^{\circ}$, (5) Anti-trendelenburg : $10 \pm 2^{\circ}$
- Avec cadre de traction en acier inoxydable et poignée de traction sur le lit.
- Antichocs aux quatre coins, avec emplacements pour tige à sérum;
- Roulettes de 125 mm de diamètre, avec freins individuels ;
- Article escamotable et de ce fait non encombrant, permettant de réaliser des économies en transport par fret.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-orthopedique/6725-lit-orthopedique-multifonctions-en-acier-inoxydable-modele-c-4.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com