

FICHE PRODUIT



Lit orthopédique relevé, Modèle C-5

Référence : SOC-PK-1551

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques principales du Lit orthopédique relevé, Modèle C-5

- Le cadre du lit est enduit d'époxy, avec panneaux de tête de lit en tubes plats démontables
- Deux fonctions, qui peuvent être contrôlé par une manivelle, les détails sont les suivants : (1) Dossier : $0-70^{\circ} \pm 2^{\circ}$ (2) Repose jambes : $0-35^{\circ} \pm 2^{\circ}$
- Avec cadre de traction en acier inoxydable à l'extrémité du lit.
- Antichocs aux quatre coins, avec emplacements pour tige à sérum;
- Caoutchouc anti-bruit à la base des pieds de lit
- Article escamotable et de ce fait non encombrant, permettant de réaliser des économies en transport par fret.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-orthopedique/6726-lit-orthopedique-releve-modele-c-5.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com