

FICHE PRODUIT

Aiguilles Tronculaires Stériles Terumo 27G Bague jaune (0.40x35mm) Boite de 100.

Référence : SOC-TR2735

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Aiguilles Tronculaires Stériles Terumo 27G Bague jaune (0.40x35mm) Boite de 100.

Aiguille dentaire Tronculaires 27G Bague jaune (Diam x Long: 0,40 x 35mm).

Conditionnement : Boite de 100.

Informations techniques :

- Ne pas courber l'aiguille avant l'utilisation car elle pourrait alors casser et blesser le patient.
- Indicateur de biseau.
- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
- Strict usage unique.
- Tronculaires, bague jaune.
- Triple biseau, canules siliconés. Paroi ultra-mince Conseils d'utilisation :
- Pour seringue à carpule.
- Ne pas utiliser si l'emballage individuel ou le produit ont été endommagés ou souillés.
- Eliminer de façon appropriée après usage unique pour éviter le risque d'infection.
- Eviter le stockage a des températures et a l'humidité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Eviter la lumière directe du soleil.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-dentaires/6729-aiguilles-tronculaires-steriles-terumo-27g-bague-jaune-0-40x35mm-boite-de-100.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com