

FICHE PRODUIT



Aiguilles \Intra-ligamentaires 30 G, 0,30x21mm\" La boîte de 100 Aiguilles\""

Référence : SOC-TR3021

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Aiguilles stériles. Embouts plastique.

- Périapicales.
- Triple biseau et canules siliconés. Paroi ultra-mince.
- Pas de vis plastique
- Dimension 0.30x21mm

Conditionnement : La boîte de 100 Aiguilles

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-dentaires/6730-aiguilles-intra-ligementaires-30-g-0-30x21mm-la-boite-de-100-aiguilles.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com