

FICHE PRODUIT



Boîte AMIU (Aspiration Manuelle Intra Utérine)

Référence : SOC-F604500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Composition de la boîte AMIU:

- 1 Boîte inox à instruments, 300 x 120 x 60 mm
- 2 Pincés de Kelly, courbe 16 cm
- 1 Pince de Pozzi, 24 cm
- 1 Speculum de Collin, 30 mm
- 1 Haricot inox, 180 x 85 x 35 mm
- 1 Hystéromètre de Valleix à curseur
- 1 Cupule inox à fond plat, d.60 mm x h.30 mm (0,06 l)
- 1 Seringue aspiration ivg, 50 cc p/sondes et curettes
- 1 Curette ivg, diam 8 (x 10)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/6736-boite-amiu.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com