

FICHE PRODUIT



Boîte pour cathétérisme des voies lacrymales

Référence : SOC-F505275

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Composition de la boîte pour cathétérisme des voies lacrymales:

- 1 Boîte inox, 18x8x4 cm
- 1 Canule à voies lacrymales Galezowski, droite, dia.01,6 mm
- 1 Sonde à voies lacrymales Galezowski, n°1
- 1 Sonde à voies lacrymales Galezowski, n°2
- 1 Sonde à voies lacrymales Galezowski, n°3
- 1 Sonde à voies lacrymales Galezowski, n°4
- 1 Stylet dilatateur Wilder, fin
- 1 Stylet dilatateur Wilder, moyen
- 1 Seringue en verre 3 ml, bout métal centre luer
- 1 Tapis en silicone, 20x30 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/6738-boite-pour-catheterisme-des-voies-lacrymales.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com