

FICHE PRODUIT



Support en PVC pour le séchage de 50 lames

Référence : SOC-S50L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Support en PVC utilisé pour le séchage des lames porte-objets.

Ce support est aussi utilisé comme plateau de rangement en PVC pour 50 lames de microscopie 26x76mm

Application

- Présentation et rangement des lames de microscopie

Avantages

- Idéal pour le séchage de lames
- Aspect: Jaune paille à rainures, pour séchage de 50 lames.
- Dimensions (L x l x h): 192 x 87 x 8 mm.
- Condition minimum de vente: 1.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/support-de-lames-en-pvc/674-support-de-lames-en-pvc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com