

FICHE PRODUIT

Mobilier pour cabinet dentaire modèle ALIUS ES 3

Référence : SOC-ESSENTIAL3

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

- Le meuble à roulette est doté de plan en verre, tiroirs et roulette en caoutchouc mou.
- Le plan de travail en verre avec lavabo en acier inoxydable à encastrer a les angles frontaux arrondis.
- Dimensions: L 3105mm P 500mm H 1900mm Possibilité de le faire sur mesure.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/meubles-mobilier-de-dentistes/6743-mobilier-pour-cabinet-dentaire-modele-alius-es-3.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com