

FICHE PRODUIT

Mobilier pour cabinet dentaire modèle DECUS LAMINATE 3

Référence : SOC-LAMINATE3

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Mobilier pour cabinet dentaire modèle DECUS LAMINATE 3

Description :

Le mobilier pour cabinet dentaire modèle DECUS LAMINATE 3 distribué par Socimed est d'une simplicité fascinante.

Tous les lavabos de la collection DECUS sont dotés avec des colonnes évacuation libre et avec des mitigeurs électroniques à réglage de la température, soit dans la version à mur que dans celle à appuyer sur le plan de travail, avec des diverses dimensions selon la forme du lavabo.

Le plan de travail et le côté latéral s'unissent pour encadrer cet ensemble avec des pieds en aluminium naturel et décoration assortie avec les poignées en aluminium peint.

Contenu hygiénique : poubelle double en tiges chromés et tiroirs avec de plateaux internes avec des angles arrondis pour un nettoyage parfait.

Dimensions : L 1800mm x P 502mm x H 1905mm

Possibilité de le faire sur mesure.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/meubles-mobilier-de-dentistes/6749-mobilier-pour-cabinet-dentaire-modele-decus-laminate-3.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com