

FICHE PRODUIT

Mobilier pour cabinet dentaire modèle DECUS DESIGN 1

Référence : SOC-DESIGN1

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Mobilier pour cabinet dentaire modèle DECUS DESIGN 1 Descriptif : Le mobilier pour cabinet dentaire modèle DECUS DESIGN 1 distribué par Socimed a une nature contemporaine. Decus Design est un projet qui qualifie et optimise l'espace, en le transformant dans un élément d'architecture outre d'un système d'aménagement. Nuances modernes et décorations originales se marient avec des surfaces en mélaminé qui rappellent la sensation naturelle de la pierre. L'évier en céramique est parfaitement intégré dans le plan de travail, dans une synthèse d'esthétique et fonctionnalité L'ensemble angulaire entoure la zone de travail, en offrant une grande opérativité et liberté de mouvement. Un monde de fonctions s'ouvre dans un seul geste: porte à abattant et meuble haut avec portetray en acier inoxydable. Dimensions: L 2447mm / 1618 mm P 502mm H 1905mm Possibilité de le faire sur mesure

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/meubles-mobilier-de-dentistes/6750-mobilier-pour-cabinet-dentaire-modele-decus-design-1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com