

FICHE PRODUIT

Mobilier pour cabinet dentaire modèle FOCUS FEET 3

Référence : SOC-FEET3

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Mobilier pour cabinet dentaire modèle FOCUS FEET 3 Descriptif : Le mobilier pour cabinet dentaire modèle FOCUS FEET 3 distribué par Socimed est moderne. Une composition linéaire où le blanc va à encadrer les façades colorés, dans un contraste chromatique agréable. L'acier brillant du lavabo et des poignées donne un élément visive brillant. La vitrine est dotée des étagères et portes glissantes en verre dépoli à l'acide et trempé. Le lavabo rond, avec colonne évacuation en airain chromé, est entouré d'un bord fin sur le plan de travail.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/meubles-mobilier-de-dentistes/6752-mobilier-pour-cabinet-dentaire-modele-focus-feet-3.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com