

FICHE PRODUIT

Mobilier pour cabinet dentaire modèle FOCUS FEET 5

Référence : SOC-FEET5

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

- Dans cette composition linéaire, saillent les poignées en acier chromé brillant et les meubles en verre encadrés du bord de la porte.
- La base peut avoir la lampe germicide.
- Élégant et fonctionnel le plan en laminé blanc avec bord antérieur postformé.
- Les étagères en acier satiné sont amovibles pour un facile nettoyage.
- Le meuble suspendu est complet des étagères réglable.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/meubles-mobilier-de-dentistes/6753-mobilier-pour-cabinet-dentaire-modele-focus-feet-5.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com