

FICHE PRODUIT



Caméra endoscopique, Modèle M3312X01839

Référence : SOC-M3312X01839

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de la Caméra endoscopique, Modèle M3312X01839

- Enregistrement vidéo : oui
- Moniteur : 3.5"(320 x 240 pixels)
- Caméra : 3.9mm (640 x 480 pixels)
- Manche flexible : amovible
- Batterie rechargeable : 2200 mAh
- Sonde : 18 cm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/video-endoscope-complet/6756-camera-endoscopique-modele-m3312x01839.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com