

FICHE PRODUIT

Boîte à ptérygion

Référence : SOC-F505285

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Composition de la Boîte à ptérygion:

- 1 boîte inox
- 1 blepharostat de Pley
- 1 couteau de Paufigue, 12 mm
- 1 scarificateur de Paufigue, 4 mm
- 1 pince de Paufigue
- 1 pince dissection de Graefe
- 1 pince de Jayle
- 1 porte-aiguilles de Castroviejo
- 1 couteau de Barraquer
- 1 ciseau de Stevens, droit
- 1 ciseau dissection mousse, 15 cm
- 1 pince a fixer de Elsching

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/6758-boite-a-pterygion.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com