

FICHE PRODUIT



Pince clamp de DOYEN, droite, 15 cm

Référence : SOC-GEU-231815

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Détails:

- Type droite
- Souple
- Longueur 15 cm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pince-clamp-de-doyen-coprostate/677-pince-clamp-de-doyen-droite-15-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com