


**FICHE PRODUIT**



## Fraise diamantée, Medium-012S, cône renversé, plaquette de 5

Référence : SOC-MD-3692-191

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

### Caractéristiques de la fraise diamantée, Medium-012S, cône renversé :

- Fraises diamantées pour turbines
- Fraises diamantées de très haute qualité, norme CE.
- Plaquette de 5 fraises de même taille.
- Fraises diamant de très haute qualité, fabriquées à partir de diamant véritable.
- Les joncs en acier inoxydable sont fabriqués en Suisse.
- Grâce à un contrôle permanent et à une ligne de fabrication avancé, ces fraises bénéficient d'une qualité irréprochable et un tranchant régulier.
- Le contrôle électronique vous offre des fraises garanties sans défaut.
- Fraises diamantées de qualité supérieure.
- Distribution uniforme et dense des cristaux de diamant pour une coupe plus rapide et un polissage plus fin.
- Mandrin en acier de qualité calibré pour limiter les vibrations.
- Dispositif médical de classe IIA.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Utilisation : se référer à la notice.
- Mandrin standard 314 : 19 mm
- Mandrin court 313 : 16 mm
- **Conditionnement : Plaquette de 5 fraises de même taille.**

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/fraise-pour-soins-dentaire/6778-fraise-diamantee-cone-renverse-modele-nr-36.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)