


FICHE PRODUIT

Fraises cylindriques diamantées N°014 pour turbine, Plaquette de 5

Référence : SOC-MD-7004

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de la fraise cylindriques diamantées N°014 pour turbine :

- Boîte de 5 fraises cylindriques diamantées uniquement à la pointe pour turbine de haute qualité de marque Komet.
- Conditionnement: 5 fraises par boîte.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fraise-pour-soins-dentaire/6783-fraises-cylindriques-diamantees-n-014-pour-turbine-plaquette-de-5.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com