

FICHE PRODUIT

Chariot d'entretien pour milieu hospitalier, Modèle JDEHL264C

Référence : SOC-JDEHL264C

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du chariot d'entretien pour milieu hospitalier, Modèle JDEHL264C:

Ce modèle de chariot définit une nouvelle norme d'organisation et de fonctionnement avec un modèle d'accessoires spécialisés pour l'industrie des soins de santé. Ce modèle de chariot offre une mobilité stable et accrue, plus de confort et des accessoires variables.

Spécificités du chariot d'entretien pour milieu hospitalier, Modèle JDEHL264C :

Matériaux : Surface : Installation sur table moulé en ABS avec plateau en acier inoxydable de type #304, résistant à l'abrasion et à la corrosion. La surface est constituée des barrières en acier inoxydable sur trois des cotés pour empêcher les matériaux de tomber.

Roulettes : Roulette avec freins fonctionnant sans bruit, dont le diamètre est de 100mm.

Pare-choc rond : Situer en dessous du chariot.

Capacités de chargement : capacité du tiroir : 50kg, charge globale : 200kg

Dimensions : L1050 x L475 x H900

Taille après emballages : L1100 x L540 x H1080

Poids brute (kg) : 45

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Accessoires :

- Matière anti-dérapant ;
- Roulettes avec freins ;

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-divers/6789-chariot-d-entretien-menager-modele-jdehl264c.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com