

FICHE PRODUIT

Table d'opération électrique multifunctions modèle PRIMUS

Référence : SOC-PRIMUS237

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Table d'opération électrique multifunctions modèle PRIMUS

Avec la PRIMUS, Socimed lance une table d'opération idéale pour les interventions de chirurgie crânienne, grâce à sa forme et ses caractéristiques. En tant que chirurgien de cette discipline, vous savez que ces interventions de longue durée sont souvent complexes et exigent la plus grande concentration.

C'est pour cette raison que vous apprécierez le modèle PRIMUS avec son inclinaison latérale de 17° dans le sens longitudinal. Grâce à cette fonction, vous pourrez incliner la tête du patient sur une large gamme de positions latérales très précises. Vous bénéficierez ainsi d'un accès maximum et pourrez ménager vos efforts sur des distances opératoires optimales et extrêmement proches. Même les interventions les plus exigeantes se réaliseront plus facilement, de manière plus douce et agréable, notamment pour votre dos, puisque la position du patient est adaptée à votre intervention et votre champ de vision, et non pas le contraire.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bloc-operatoire-et-chirurgie/6800-table-d-operation-electrique-multifunctions-modele-primus.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com