

FICHE PRODUIT

Table d'opérations manuelle, Modèle MT600

Référence : SOC-TCM-MT600

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Spécifications Table d'opérations manuelle, Modèle MT600:

- 1) Système mécanique-hydraulique
- 2) Pièces principales provenant de l'étranger
- 3) Mobilité facile
- 4) Rayons X applicables
- 5) Interface convivial

Accessoires standards :

- Écran d'anesthésie : 1 pièce
- Support d'épaule : 1 paire
- Support de bras : 1 paire
- Support du corps : 1 paire
- Béquille de genou : 1 paire
- Plaque de pied : 1 paire

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Bride de fixation : 8 pièces
- Longue bride de fixation : 1 paire
- Poignée pour pont du rein : 1 pièce
- Tableau pour rayons X : 1 jeu
- Matelas : 1 jeu
- Huile hydraulique #46 : 1 bouteille
- Manuel d'utilisation : 1 jeu

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bloc-operatoire-et-chirurgie/6801-table-d-operations-manuelle-modele-mt600.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com