

FICHE PRODUIT

Brancard monobloc, Modèle M760

Référence : SOC-DS-M760

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Brancard monobloc, Modèle M760

Le **Brancard monobloc, Modèle M760** est un équipement à roulettes qui permet aux secouristes de **transporter les malades** et les blessés dans les hôpitaux.

Il est conforme EN 1865. Il est composé d'une couche fixe articulée en 4 parties, d'un matelas, de 2 jeux de sangles et d'un harnais, d'un jeu de barrières latérales escamotables, d'une barrière de pied et d'un bras support de perfusion télescopique.

Grâce à un astucieux système de vérin, le M 760 dispose d'une position intermédiaire en tréteau permettant un chargement et déchargement aisé des personnes transportées.

Le M760 dispose de 2 roues pivotantes à l'arrière (côté pied) et de 2 freins sur les roues avant. Le M 760 se fixe en 3 points sur le plancher de l'ambulance grâce au plateau-fixation E250 équipé d'une tablette de chargement rabattable et de rails de guidage.

Le **Brancard M760** est conforme 10G EN1865 (n° d'homologation SEP/13-006) s'il est monté avec

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

son **Plateau de fixation E250 pour brancard M760-M764** en option.

Caractéristiques du Brancard monobloc M760:

- Dimensions :
 - a)** Longueur : 1920 mm
 - b)** Largeur : 570 mm
 - c)** Hauteur (replié) : 475 mm
 - d)** Hauteur (position haute) : 1015 mm
 - e)** Hauteur des roues d'attaque : 56 cm
- Poids : 43 kg
- Charge admissible : 250 kg

Conformité et garantie


Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/brancard-amovible/6802-brancard-monobloc-modele-m760.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com