

FICHE PRODUIT

Lit parc tredelenburg, sans matelas, 150 x 65 cm

Référence : SOC-F503271

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques du lit parc tredelenburg, sans matelas:

Structure en tube d'acier revêtement époxy, sommier à ressort d'acier chromé.

Barrières coulissantes avec dispositif de sécurité.

Quatre roulettes de Ø 100 mm, dont deux équipées de freins.

Structure démontable

Dim : 150x65x100 (H) cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/berceaux/6803-lit-parc-tredelenburg-sans-matelas-150-x-65-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com