

**FICHE PRODUIT**



## Anse platine iridium 40/0,5/1 mm

Référence : SOC-LMAP40051

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

Anse platine iridium 40/0,5/1 mm

- Longueur : 40 mm
- Diamètre : 0,5 ou 0,7 mm

### Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/divers/6808-anse-platine-iridium-40-0-5-1-mm.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com