

FICHE PRODUIT



Anse platine Iridium 40/0,5/3 mm

Référence : SOC-LMAP40053

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Anse platine Iridium 40/0,5/3 mm

- Longueur : 40 mm
- Diamètre : 0,5 ou 0,7 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/6810-anse-platine-iridium-40-0-5-3-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com